

La Estimulación Eléctrica mediante Frecuencias by Sedatelec

AGISTIM DUO

99 Hz
A-G



99 Hz
A-G



ACUPUNTURA
ANTI-DOLOR
AURICULOTERAPIA
ESTÉTICA MÉDICA

**Sedatelec**

AGISTIM DUO

Profesional, multifuncional y con diseño



Frecuencias Nogier
Frecuencias
de 1-100 Hz



Timer, Modos
de tratamiento



4 canales,
hasta 16 agujas

Para **reforzar el efecto** de sus tratamientos de acupuntura, luchar con eficacia contra el dolor o reducir lipodistrofias localizadas y antiestéticas, **AGISTIM DUO** será su primer reflejo.



**Algias, trastornos
funcionales crónicos
o adicciones responden
particularmente
bien a esta
electro-acupuntura**

Electro-Acupuntura ¡más eficaz, más inmediata !

La estimulación eléctrica reforzará la acción de sus agujas. Puede incluso sustituir su manipulación.

— **Tonificación** : seleccionar una frecuencia baja (2 a 5Hz) y una estimulación prolongada.

— **Dispersión** : seleccionar una frecuencia alta (70-80Hz) y una corta duración.

La independencia eléctrica de los canales le permite a usted realizar al mismo tiempo estimulaciones diferentes en varias agujas, eligiendo fácilmente el modo de emisión.

Si utiliza electrodos adhesivos podrá tratar con idéntica eficacia a niños o a pacientes temerosos.

Auriculoterapia

Tratar los puntos de auriculoterapia con las **Frecuencias Nogier**. El lápiz Styl'Module le garantiza precisión y comodidad para trabajar.

Utilización en modo continuo, discontinuo o por barrido.

— Las 7 frecuencias disponibles son las **frecuencias Nogier de referencia**

A (2,28 Hz), **B** (4,56 Hz), **C** (9,12 Hz), **D** (18,25 Hz), **E** (36,5 Hz), **F** (73 Hz), **G** (1,14 Hz).

La frecuencia 1,14 Hz es también denominada Frecuencia Universal (U).



**Trastornos funcionales,
problemas
músculo-esqueléticos,
dolores, trastornos
psíquicos...
todas las indicaciones
de la Auriculoterapia.**

Tratamientos anti-dolor científicamente comprobados

La estimulación eléctrica por pulsos es actualmente una técnica comprobada y validada por numerosos estudios científicos.

— **La movilización de las fibras nerviosas** de tipo gate *control* permite bloquear el dolor antes de que alcance los centros nerviosos centrales. Utilización *loco dolenti*, en control segmentario o supra segmentario, mediante una frecuencia entre 10 y 80Hz;

— **Liberación de endorfinas, opioides** que controlan la sensación dolorosa, mediante una estimulación en baja frecuencia, entre 1 y 10Hz.

Con agujas o electrodos adhesivos.



Trastornos músculo-esqueléticos, dolores por nocicepción, neuralgias, dolores fantasmas, analgesia acupuntural, etc.

Estética & Electrolipolisis una alternativa suave con resultados visibles

La estimulación mediante frecuencias del Agistim Duo asegura excelentes resultados en cuanto a reducir lipodistrofias localizadas en contadas sesiones semanales.

La estimulación de las microfibrillas de la dermis permite devolver el tono a la piel, y limita las arrugas y el aflojamiento.

Al utilizar el kit de Lipolisis se pueden conectar simultáneamente hasta 16 agujas.

*Las agujas específicas **ASE Sedatelec** han sido especialmente estudiadas para esta aplicación (punta diamante).*



Estos resultados estéticos pueden ser reforzados con un tratamiento complementario de acupuntura, que apunta en particular a reducir el apetito y a mejorar la distribución del agua en el organismo

Eficacia gracias a la innovación OFSC*

Un ingenioso programa de fluctuación permanente de la frecuencia de los pulsos en torno a la frecuencia seleccionada permite limitar considerablemente el riesgo de acostumbramiento fisiológico a la estimulación.

**Oscilación Frecuencial Estadísticamente Controlada: procedimiento exclusivo patentado de Sedatelec*

Simplicidad

- 2 estimuladores autónomos en el mismo aparato (función Duo)
- Botones individuales para ajustar el tiempo, la frecuencia y la intensidad
- Pantalla de control en varios idiomas (EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL)
- 4 canales independientes
- 2 a 16 conectores de color
- Estimulación con **agujas** y con **electrodos** adhesivos
- Timer de hasta de 60 minutos

Seguridad máxima

- Aislación total con respecto a la corriente principal
- Dispositivo de seguridad que impide iniciar un tratamiento sin haber puesto en cero la intensidad
- Alerta si un parámetro de frecuencia o de modo de emisión es modificado durante un tratamiento
- 4 canales eléctricamente aislados



Los conectores de agujas, gracias a su diseño original, permiten un perfecto y constante contacto con la aguja, garantizando al mismo tiempo una aislación total de la piel.

Usted puede confiar a su paciente el cuidado de ajustar por sí mismo, si fuera necesario, la intensidad de cada canal durante el tratamiento, porque es imposible que se produzca una falsa maniobra.

La firma Sedatelec : las Frecuencias Nogier

Pre-programadas, las 7 frecuencias Nogier (de A a G) pueden ser elegidas individualmente o en barrido, para una estimulación en auriculoterapia o en acupuntura.



AGISTIM DUO

Excelencia en su campo

Funciones múltiples, diseño, simplicidad, seguridad y eficacia son las características del AGISTIM DUO que usted y sus pacientes apreciarán cada día.

Confirma su profesionalismo y la calidad de su tratamiento.



Pida hoy a su distribuidor la documentación "Más información" sobre el AGISTIM DUO o escriba a sedatelec@sedatelec.com

El AGISTIM DUO no está indicado para la reeducación funcional por mioestimulación. No homologado por la FDA (EE.UU.).

Su distribuidor



Sedatelec • Chemin des Mûriers • F-69540 Igny • Lyon • France • Tél. +33 (0) 472 663 322
Fax + 33 (0) 478 508 903 • sedatelec@sedatelec.com • www.sedatelec.com

