

premio 32 evo

Laser A-G program

PHYSIOTHERAPIE

SPORTMEDIZIN

LASERTHERAPIE

SOFT-LASER ZUR BIOSTIMULATION:

Er übt eine lokale, schnelle und intensive Stimulation aus, ohne Nebenwirkungen. Er eignet sich für die Punkt- und Zonenanwendung.

New!

Premio 32 wird stärker!

✓ EINE SCHNELLERE STIMULATION!

Konstante Energieabgabe von **5J/min** durch einen supergepulsten Emissionsmodus mit sehr kurzen Impulsen (ca. 100 ns), um eine Gewöhnung der Zellen zu vermeiden

✓ EINE EFFIZIENTERE STIMULATION!

Spitzenleistung von **100 W**, um in die tiefsten Gewebe einzudringen

✓ EINE AUßERGEWÖHNLICHE KOMBINATION FÜR DIE BIOSTIMULATION!

Die Nogier-Frequenzen werden mit einer Wellenlänge von **905nm** kombiniert (Infrarot), dadurch wird der Laserstrahl am wenigsten von Melanin, Hämoglobin und Wasser absorbiert



**BITTE KONTAKTIEREN SIE
IHREN HÄNDLER FÜR
WEITERE INFORMATIONEN**



Laser emission is invisible
Do not expose eyes to the beam
3B classification according to IEC 60825-1



Programmauswahl

- ✓ Analgesie
- ✓ Regeneration
- ✓ Entspannung
- ✓ Nogier-Frequenzen



Lesen Sie vor der Handhabung des Gerätes die Gebrauchsanweisung