

# premio 32 evo

Laser A-G program

KINESITERAPIA

MEDICINA DEL DEPORTE

TERAPIA LÁSER

## EL LÁSER FRÍO PARA LA BIOESTIMULACIÓN:

Permite trabajar sobre un punto y zona, además envía una acción analgésica, regenerativa, miorrelajante local de manera rápida e intensa sin efectos secundarios

**New!**

### ¡El Premio 32 más potente!

#### ¡UNA ESTIMULACIÓN RÁPIDA!

- ✓ Una energía constante de **5 J/min** a través del modo **superpulsado** con ráfagas de pulsos (aprox. 100 ns) para evitar el acostumbramiento de las células

#### ¡UNA ESTIMULACIÓN PROFUNDA!

- ✓ Una potencia cresta de **100 W** para penetrar los tejidos profundos

#### ¡UNA COMBINACIÓN EXCEPCIONAL PARA LA BIOESTIMULACIÓN!

- ✓ Las Frecuencias de Nogier aplicadas a una longitud de onda de IR **905 nm**, donde el rayon láser es menos absorbido por la hemoglobina, la melanina y el agua



**PARA MÁS INFORMACIÓN  
CONTACTE SU DISTRIBUIDOR**



*Laser emission is invisible  
Do not expose eyes to the beam  
3B classification according to IEC 60825-1*



## 4 programas directos

- ✓ Analgésico
- ✓ Regeneración
- ✓ Relajación
- ✓ Frecuencias de Nogier

