

# premio 32 evo

Laser A-G program

KINÉSITHÉRAPIE

MÉDECINE DU SPORT

THÉRAPIE LASER

## LASER FROID POUR LA BIOSTIMULATION :

Il permet un travail sur du point et de la zone et délivre une action antalgique, régénérative, myorelaxante locale rapide et intense sans effet secondaire.

**New!**

**Le Premio 32 devient plus puissant !**

### UNE STIMULATION RAPIDE !

- ✓ Une énergie constante de **5 J/min** grâce au mode **super pulsé** avec des rafales d'impulsions très courtes (environ 100ns) pour éviter l'accoutumance des cellules

### UNE STIMULATION PROFONDE !

- ✓ Une puissance crête de **100 W** afin de pénétrer les tissus les plus profonds

### UNE COMBINAISON EXCEPTIONNELLE POUR LA BIOSTIMULATION !

- ✓ Les fréquences de Nogier combinées avec une longueur d'onde **IR 905 nm**, où le rayon laser est peu absorbé et par l'hémoglobine, la mélanine et l'eau



**PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI  
VOTRE COMMANDE AUPRÈS  
DE VOTRE DISTRIBUTEUR**



*Emission laser invisible.  
Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux  
Classification 3B d'après IEC 60825-1*



## 4 programmes directs :

- ✓ Antalgique
- ✓ Régénération
- ✓ Relaxation
- ✓ Fréquences de Nogier



Avant toute utilisation lire attentivement le mode d'emploi