

premio 40_{Light}

Frequenzstimulation mit Licht und Farbe



CHROMOTHERAPIE

PHOTONIKMEDIZIN

AURIKULOMEDIZIN

Sedatelec[®]
YOUR WAY OF CARE,
OUR QUALITY DEVICES

Ein beeindruckendes Hilfsmittel für die Diagnose in der alternativen Medizin

Photonikmedizin nach Pr. P. Magnin*

AKUTE ERKRANKUNGEN

- **Infektiös** : bakterielle/virale Angina
- **Entzündlich** : Wespenstiche, Sonnenerythem, Allergien
- **Traumatisch** : Verstauchung, Tendinitis, Dislokation, Schmerzen

CHRONISCHE ERKRANKUNGEN


- **Bewegungsapparat** : Arthrosen, Arthritis, Ischias
- **Verdauungssystem** : Hiatushernie, Reflux, Morbus Crohn
- **Atemwege** : chronische Lungenerkrankung
- **Nervensystem** : degenerative Myelopathie

LICHTWAHRNEHMUNG UND DIE NOGIER-FREQUENZEN

- Die Haut als großer Rezeptor für **elektromagnetische Informationen** bewirkt, dass der Körper je nach Art der Stimulation (**Frequenzlicht, Farblicht...**), unterschiedlich reagiert.
- Diese **Lichtwahrnehmung** scheint die Ohrmuschel ausschließlich **bei Pathologien** durch das Auftreten von Punkten zu betreffen, die auf verschiedene Arten der Stimulation reagieren.

Aurikulomedizin nach Dr. P. Nogier*

- Erkennung von **Phasen, Bereichen und Grenzen**
- Erkennung von **Störherden**
- Erkennung von **Lateralitätsstörungen**
- Charakterisierung von **funktionellen Ungleichgewichten**
- Indikationen für **GIR und DB**



- **Frequenz A : Gewebeerkrankungen**
 - Hauterkrankungen (Wunden, Epitheltumore...)
 - Störungen der Zellvermehrung
 - Reaktive «Kontakt»-Probleme, epidermale Reaktionen
 - Was sich auf die Exterozeptivität bezieht
 - Degenerative Erkrankungen, Aplasie oder Hyperplasie
- **Frequenz B : Stoffwechselstörungen**
 - Entzündliche Erkrankungen
 - Trophische Störungen
 - Parasympathische Polaritätsstörungen
 - Was sich auf die Interozeptivität bezieht
- **Frequenz C : Bewegungsstörungen**
 - Parese, kinetische oder myoklonische Pathologie
 - Orthosympathische Polaritätsstörungen
- **Frequenz D : Lateralitätsstörungen**
 - Inter-hemisphärische Blockaden
- **Frequenz E : organisiertes Wirbelsäulensystem, Reflexbogen**
 - Schmerz- und Nervenleitung
 - Erkrankungen des Rückenmarks
- **Frequenz F : Gehirn, zentrale Steuerung**
 - Dysmetabolismus (Knochenaufbau)
 - Dysästhesie
 - Dyskinesie
- **Frequenz G : Großhirnrinde**
 - Kortikale Erkrankungen
 - Psychische Erkrankungen

*Hinweise für die Praxis und die Indikationen finden Sie in den Publikationen dieser Autoren.



Kombinieren Sie die Vorteile der **RAC/VAS*** Kontrolle mit den unendlichen Möglichkeiten der **Lichtstimulation**

DER NOGIER-PULS


- Nachweis einer **physiologischen Reaktion** nach **atrialer oder körperlicher Stimulation** (1968)
- Beobachtung einer **Anpassung des Körpers** gegenüber einem Schmerz, einer Hautstimulation, einer Emotion oder anderen anormalen Situationen

RAC/VAS : NACHWEIS EINER DYSFUNKTION

Die Stimulation der verschiedenen Zonen der Ohrmuschel mit dem Licht des PREMIO 40 und einer Emission, deren Frequenz, Intensität und Wellenlänge variieren kann, ist daher ein hervorragendes Diagnosehilfsmittel zur Ergänzung der herkömmlichen Vorgehensweise.

HIGH C.R.I. DIODE DER NEUESTEN GENERATION

- Weißes Licht mit einem **Spektrum, das dem der Sonne sehr nahe ist.**
- **Einstellbare Beleuchtungsstärke** von 780 Lux bis 51 500 Lux aus 5 cm.
- **Sehr geringe Erwärmung** der Quelle, um eine konstante Qualität unabhängig von den verwendeten Gelatinefiltern zu gewährleisten.



AUSGEREIFTE ELEKTRONIK

- **Hohe Genauigkeit** : Frequenzemission mit einer Genauigkeit von 0,01%.
- **Stabilität der Einstellungen** : 32-Bit-Mikroprozessor.
- **Kontrolle des Verbrauchs** : ein Arbeitstag ohne Aufladen.

*Nach Dr. P. und R. Nogier sowie Pr. P. Magnin

premio 40 Light

Frequenzstimulation mit Licht und Farbe



KABELLOS : einfache Bedienung

ERGONOMISCH : Direktzugriff auf die Programme

PRAKTISCH : Anzeige der verwendeten Frequenzen und der Variation der Prozentwerte

AUTONOM : 2 wiederaufladbare Batterietypen mit langer oder sehr langer Lebensdauer (optional)

EINSTELLBAR : Einstellung der niedrigen Intensität auf 4 Stufen und der hohen Intensität auf 6 Stufen

PRÄZISE : Beleuchtung einer Fläche von 2 mm bis 20 cm Durchmesser

UNIVERSELL : Verwendung von klassischen Farbfiltern oder Scheiben mit 7 Farben

An die Praxis angepasste Stimulation...

- Kompatibel mit **allen Filtern von Sedatelec**
- Konzipiert für den Einsatz von **7-Farben-Scheiben**
- Betriebsfrequenzen: **von A bis G und Frequenz L** in Basisfrequenzen mit der Möglichkeit, höhere Harmonische Frequenzen zu verwenden
- Frequenzvariation von **-30% bis +30%** in 5%-Schritten
- **Automatische Scanfunktion** aller Frequenzen mit allen Prozentwerten
- Lateralitätstest mit der **Schwebungsfunktion** (BF, HF, HF + BF)



... PERSONALISIERBAR mit Optionen

- Wiederaufladbare 2600 mAh Batterie mit **sehr langer Lebensdauer**



- **Externe Glasfaser** für präziseres Arbeiten, mit Premio 40 Stützfuß



- **Stützfuß** zur Verwendung von Fasern in der Photonikmedizin



- Das gesamte Sortiment der **SEDATELEC-Filter** mit mehr als 150 Artikeln



- Erleichtern Sie sich das Leben mit dem **Sortiment der SEDATELEC-Farbscheiben**



Funktionen



40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Frequenzlichts

Sedatelec wurde 1978 gegründet, arbeitete mit **Doktor Paul NOGIER** (1908-1996) zusammen und entwickelte die ersten Geräte für die **Emission von Frequenzlicht** für diagnostische Zwecke.




Angefangen bei der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Marketing ist alles „**Made in France**“.

Sedatelec gewährt auf Ihre Produkte eine Garantie von 2 Jahren und garantiert den Kundendienst in Ihrem Werk in Lyon bis zu 10 Jahre nach Ende der Vermarktung.

SEDATELEC ist nach ISO 13485 Version 2016 zertifiziert

Ihr Gerät ist somit ein **Medizinprodukt** das der Richtlinie 93/42/EG entspricht und alle elektrischen und elektromagnetischen Konformitätstests bestanden hat. Es gewährleistet Ihnen und Ihrem Patienten eine sichere Ausübung Ihrer Tätigkeit.



Unverzichtbar für eine effektive und präzise klinische Diagnose

— PHASE, BEREICH UND GRENZE

Dr. B. Paris, Frankreich

- Die Einfachheit, mit der jede Funktion eingestellt werden kann, ermöglicht eine fein abgestimmte Erkennung der **Phasen, Bereiche und Grenzen** in der Aurikulomedizin nach P. Nogier.
- Ebenso sind die Erkennung der **Störherde und der Lateralitätstest** bemerkenswert genau.

— DAS BESTE FÜR DIE AURIKULÄRE ERKENNUNG

Dr. L. Santa-Monica, USA

- Der Premio 40 ist eine **Innovation** im Bereich der High CRI LED-Ohrpunktsuche, welche Dr. Paul Nogiers fortschrittlichste Form der Ohrdiagnose, die Aurikulomedizin, bestätigt.
- Der Premio 40 bietet die bestmögliche, sichere und effektive **Ohrdiagnose** von Schmerzen und Funktionsstörungen, die heute weltweit einzigartig ist.

— VORTEIL DER RAC-DIAGNOSTIK

Dr. R. Lanester, Frankreich

- Das mir vorgelegte Gerät P40 ist sehr angenehm und komplett.
- Es ist interessant festzustellen, dass **Patienten**, bei denen **das Licht des Premio 40** an den diagnostizierten Körperzonen **angewendet wurde, beschwerdefreier sind und sich besser fühlen, solange der RAC stark ist.**

— PHOTONIKMEDIZIN

Dr. B. Lyon, Frankreich

- Die Vielzahl der Frequenzmöglichkeiten und die freie Wahl der Farbfilter ermöglichen es mir, mich meiner Diagnose durch die Pulskontrolle mit **beispielloser Genauigkeit** zu nähern.
- Ob bei der Suche an der **Ohrmuschel oder lokal am Körper**, dieses Gerät bietet die **besten Möglichkeiten** für die RAC-Kontrolle.

— PRÄZISIONSGERÄT

Dr. V. Paris, Frankreich

- Eine bemerkenswert **handliche, komplette und präzise** Lampe dank ihrer vielfältigen Funktionen.
- Ermöglicht **detailliertes diagnostisches Arbeiten** in der Photonikmedizin, sowie eine präzise, an die Ohrmuschel und die betroffenen somatischen Stellen angepasste Stimulation.

Universell, handlich, komplett

Bestätigen Sie Ihre Diagnose dank
Frequenzlicht und/oder Farblicht

Im Lieferumfang des Koffers enthalten :

- Der PREMIO 40
- 2 Spezial-Aufsätze
- 1 Scheibenhalter
- 1 USB-Ladegerät
- 1 Batterie mit langer Lebensdauer
- 1 Gebrauchsanleitung



Stempel des Händlers

CE 0123

Hergestellt
in Frankreich

Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen sorgfältig durch

